



سه قمر دو قمر یک قمر پرتابل

illumination	130-160 kLux	160 kLux	2*160 kLux	3*160 kLux
D10 Field Size	19 cm	19 cm	19 cm	19 cm
D50	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm
Color Temp	4500k	4500k	4500k	4500k
R9	94	94	94	94
Ra(CRI)	94-96	94-96	94-96	94-96
Dimming	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%
Wound Depth	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
L1+L2 (20%)	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Power	100 W	100 W	2*100 W	3*100 W
LED Life	>50,000 h	>50,000 h	>50,000 h	>50,000 h
D50/ D10	0.58	0.58	0.58	0.58
فاصله کانونی	100cm	100cm	100cm	100cm
مدل فوکوس دار	تغییر دایره ی نوری از 19cm تا 30cm می باشد.			
آپشن سنسور پراکسیهیتی	عدم تماس با هد چراغ. برای تنظیم شدت روشنایی			
آپشن مولتی کالر	دامنه تغییر رنگ از 3500k تا 5000k قابل تنظیم می باشد.			
آپشن باتری بک آپ	3 ساعت کار با حداقل شدت روشنایی استاندارد			